

DETALHAMENTO DO OBJETO - RELAÇÃO DOS PRODUTOS

ANEXO I

000018

NOME	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
Água Destilada para Autoclave	Água Destilada para Autoclave é a água que passa pelo Processo de Destilação simples e não possui nenhuma substância dissolvida nela, sendo considerada, por isso, um material puro. Esse Destilado puro é utilizado para envolver uma resistência dentro da câmara de inox da autoclave e produzir vapor saturado que gera pressão, durante um certo tempo, onde ocorre a esterilização de materiais, sob condições especiais, combinando Temperatura – Tempo – Pressão. Embalagem: Galões de 05 Litros.	GAL	400
Avental Capa Plástica com Elástico Branco	Avental Capa Plástica com Elástico Branco - Avental Descartável Impermeável de Polietileno Manga Longa com punho. Fechamento nas Costas. Dimensões de aproximadamente 1,40 x 1,70 cm. Com certificação C.A do Ministério do Trabalho.	UN	1000
Campo cirúrgico SMS fenestrado estéril 120cm x 120cm	Campo Cirúrgico SMS fenestrado estéril 120cm x 120cm descartável confeccionado em Não Tecido e Impermeável. Utilizado em procedimentos cirúrgicos. Uso único e atóxico. Esterilizado a Óxido de Etileno.	UN	100
Campo cirurgico SMS fenestrado estéril 40cm x 40cm	Campo Cirúrgico SMS fenestrado estéril 40cm x 40cm descartável confeccionado em Não Tecido e Impermeável. Utilizado em procedimentos cirúrgicos. Uso único e atóxico. Esterilizado a Óxido de Etileno.	UN	500
Campo cirurgico SMS fenestrado esteril 50cm x 50cm	Campo Cirúrgico SMS fenestrado estéril 50cm x 50cm descartável confeccionado em Não Tecido e Impermeável. Utilizado em procedimentos cirúrgicos. Uso único e atóxico. Esterilizado a Óxido de Etileno.	UN	500
Campo cirurgico SMS fenestrado esteril 75cm x 75cm	Campo Cirúrgico SMS fenestrado estéril 75cm x 75cm descartável confeccionado em Não Tecido e Impermeável. Utilizado em procedimentos cirúrgicos. Uso único e atóxico. Esterilizado a Óxido de Etileno.	UN	2000
Campo cirurgico Simples SMS esteril 80cm x 80cm	Campo Cirúrgico Simples SMS Estéril 80 cm x 80 cm Descartável confeccionado em Não Tecidos e Impermeável. Utilizado em procedimentos cirúrgicos. Uso único e Atóxico. Esterilizado a Óxido de Etileno.	UN	300

DETALHAMENTO DO OBJETO - RELAÇÃO DOS PRODUTOS

ANEXO I

000019

NOME	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
Campo para mesa cirurgica com reforço laminado impermeável descartável 70cm x 70cm	Campo para Mesa Cirúrgica com reforço laminado descartável impemeável 70cm x 70cm estéril. Confeccionado em Não Tecido. Produto de uso único, Hipoalérgico e Atóxico. Validade do Produto 05 anos.	UN	500
Clorexidina Alcoólica 0,5% (Digliconato de Clorexidina 0,5%) 100ml	Digliconato de Clorexidina 0,5% solução alcoólica para asepsia externa, frasco de 100ml, utilizando para desinfecção da pele antes de procedimentos invasivos e antissepsia do Campo Operatório.	FRS	100
Clorexidina Aquosa 0,2% - 1 LITRO	Indicado para Antissepsia tópica de higienização diária da pele integra para diversos procedimentos de rotina no serviço de Enfermagem. Sem Álcool e Odor. O digliconato de Clorexidina é um antisséptico químico, antifúngico e um bactericida capaz de eliminar tanto bactérias gram-positivas quanto bactérias gram-negativas.	UN	30
Compressa campo operatório 23cm x 25cm 100% algodão 4 camadas c/cadarço, não esteril c/filamento radiopaco	Compressa campo operatório 23cm x 25cm 100% algodão 4 camadas c/cadarço, não esteril c/filamento radiopaco	UN	1500
Dermoidine Tópico – 1 litro	Solução tópico composição 10% iodo polividona que equivale a 1% de iodo ativo veiculo aquoso QSP fosfato trissódico, ácido cítrico e água purificada 1000ml	FRS	

NOME	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
Desinfetante Alto Nível Concentrado – Ácido Peracético 4 % e Peróxido Hidrogênio 26%	Ácido Peracético 4 % e Peróxido Hidrogênio 26% - Desinfetante de alto Nível concentrado para efetuar a Diluição: á base de Ácido Peracético 4% e Peróxido de hidrógeno 26% de amplo uso não necessitando a Desinfetante de alto Nível concentrado para efetuar a Diluição: á base de Ácido Peracético 4% e Peróxido de hidrógeno 26% de amplo uso não necessitando a adição de anticorrosivos. Deve possuir aprovação em rotulagem, de acordo com a ANVISA. O produto deverá possuir validade de no mínimo 18 meses após a fabricação apresentando estudo de estabilidade de Acordo com RDC N° 3169 de 22 de Setembro de 2006/ANVISA, para comprovação de estabilidade. Laudo de irritabilidade cutânea e ocular. O Fornecedor deverá nos enviar 01 DS (Dosador) Automático e com impressora para podermos registrar /documentar os Dados após o preparo da solução em Comodato e se comprometer a realizar as manutenções corretivas e preventivas enquanto estivermos utilizando o seu produto e consequentemente o seu DS (Dosador). Será adotado o seguinte critério na classificação: Partindo do produto concentrado (Litros), que proporcionar um maior volume (Litros) após a diluição, ou seja, a solução preparada. O fabricante deverá informar qual o volume obtido (litros) após a diluição de seu produto dentro do preconizado para sua fórmula. Apresentar Ficha Técnica e FISPQ junto com a proposta. Apresentar declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar autorizada a comercializar o produto. Embalagem com 5 Litros, ou seja, Galão com 5 litros (5000 ml) produto concentrado.	GAL	12

DETALHAMENTO DO OBJETO - RELAÇÃO DOS PRODUTOS

ANEXO I

NOME	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
Detergente Enzimático – Concentrado – Galão 5 Litros	Detergente Enzimático Concentrado para diluir de alta eficácia destinado a dissolver e digerir matéria orgânica. Contendo: Enzimas dos grupos Protease, Amilase, Carbohidrase e Lipase, tensoativos, álcool isopropílico, estabilizante e regulador pH. Indicado especificamente para a Limpeza de Instrumental cirúrgico, artigos médico e odontológico, manualmente ou através de lavadoras automáticas de limpeza, com a finalidade de remover as sujidades orgânicas e evitar a formação de compostos insolúveis na superfície dos dispositivos. Após o preparo a solução deverá ser utilizada imediatamente, validade do produto de no mínimo 24 meses após data Fabricação, embalagem contendo 5000 ml (5 Litros). Será adotado o seguinte critério na classificação: Partindo do produto concentrado (Litros), será considerado como sendo o menor preço aquele que proporcionar um maior volume (Litros) após a diluição, ou seja, a solução preparada. O fabricante deverá informar qual o volume obtido (litros) após a diluição de seu produto dentro do preconizado para sua fórmula. Apresentar Ficha Técnica e FISPQ junto com a proposta.. Apresentar declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar autorizada a comercializar o produto.	GAL	12

000021

DETALHAMENTO DO OBJETO - RELAÇÃO DOS PRODUTOS

ANEXO I

NOME	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
Detergente Enzimático Concentrado – 1 litro	Detergente Enzimático Concentrado para diluir de alta eficácia destinado a dissolver e digerir matéria orgânica. Contendo: Enzimas dos grupos Protease, Amilase, Carbohidrase e Lipase, tensoativos, álcool isopropílico, estabilizante e regulador pH. Indicado especificamente para a Limpeza de Instrumental cirúrgico, artigos médico e odontológico, manualmente ou através de lavadoras automáticas de limpeza, com a finalidade de remover as sujidades orgânicas e evitar a formação de compostos insolúveis na superfície dos dispositivos. Após o preparo a solução deverá ser utilizada imediatamente, validade do produto de no mínimo 24 meses após data Fabricação, embalagem contendo 1000 ml (1 Litro). Será adotado o seguinte critério na classificação: Partindo do produto concentrado (Litros), será considerado como sendo o menor preço aquele que proporcionar um maior volume (Litros) após a diluição, ou seja, a solução preparada. O fabricante deverá informar qual o volume obtido (litros) após a diluição de seu produto dentro do preconizado para sua fórmula. Apresentar Ficha Técnica e FISPQ junto com a proposta.. Apresentar declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar autorizada a comercializar o produto.	GAL	12
Dreno Penrose N° 1	O Dreno Penrose é utilizado na ferida operatória para retirada/drenagem da secreção produzida pós operatória imediato.	UN	50
Embalagem para Esterilização SMS Não Tecido 40 cm x 40 cm – Duplo com Gramatura 40 gr/m²	Embalagem para Esterilização SMS Não Tecido 40 cm x 40 cm – Duplo com Gramatura 40 gr/m². A embalagem SMS para Esterilização em Não tecido é um produto desenvolvido para o empacotamento de Artigos Médico Hospitalares em geral: Instrumentais, Materiais de Inox, Roupas Cirúrgicas submetidos ao Processo de Esterilização. Pode ser esterilizado em Autoclave a Vapor, Óxido de Etileno, Gás Formaldeído e Plasma de Peróxido de Hidrogênio. unidade.	UN	10000

000022

DETALHAMENTO DO OBJETO - RELAÇÃO DOS PRODUTOS

ANEXO I

000023

NOME	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
Embalagem para Esterilização SMS Não Tecido 50 cm x 50 cm – Duplo com Gramatura 40 gr/m ²	Embalagem para Esterilização SMS Não Tecido 50 cm x 50 cm – Duplo com Gramatura 40 gr/m ² . A embalagem SMS para Esterilização em Não tecido é um produto desenvolvido para o empacotamento de Artigos Médico Hospitalares em geral: Instrumentais, Materiais de Inox, Roupas Cirúrgicas submetidos ao Processo de Esterilização. Pode ser esterilizado em Autoclave a Vapor, Óxido de Etileno, Gás Formaldeído e Plasma de Peróxido de Hidrogênio. unidade.	UN	10000
Embalagem para Esterilização SMS Não Tecido 75 cm x 75 cm – Duplo com Gramatura 40 gr/m ²	Embalagem para Esterilização SMS Não Tecido 75 cm x 75 cm – Duplo com Gramatura 40 gr/m ² . A embalagem SMS para Esterilização em Não tecido é um produto desenvolvido para o empacotamento de Artigos Médico Hospitalares em geral: Instrumentais, Materiais de Inox, Roupas Cirúrgicas submetidos ao Processo de Esterilização. Pode ser esterilizado em Autoclave a Vapor, Óxido de Etileno, Gás Formaldeído e Plasma de Peróxido de Hidrogênio. unidade.	UN	5000
Escova Assepsia para as mãos com Clorexidina 2%	Escova Limpeza Delicada Multiuso - Composição: Polipropileno, Dimensões aproximadamente: 4,5cm x 9,5cm x 2,5cm, cerdas macias. Utilizada para higienizar materiais.	UN	600
Escova Limpeza Delicada Multiuso	Escova Limpeza Delicada Multiuso - Composição: Polipropileno, Dimensões aproximadamente: 4,5cm x 9,5cm x 2,5cm, cerdas macias. Utilizada para higienizar materiais.	UN	150
Fio Cirúrgico Poliglecaprone 25 incolor 3.0 com AG 3/8 circ. Corpo Triang. Ponta Triang. Reversa Premium 1,9cm.	É um fio absorvível monofilamentar, sintético obtido através da polimerização de dois monômeros: glicolida 75% e caprolactone 25%. Utilizado em sutura interna para aproximação dos tecidos. Cx com 24 unidades.	CX	2
Fio Cirúrgico Poliglecaprone 25 incolor 4.0 com AG 3/8 circ. Corpo Triang. Ponta Triang. Reversa Premium 1,9cm.	É um fio absorvível monofilamentar, sintético obtido através da polimerização de dois monômeros: glicolida 75% e caprolactone 25%. Utilizado em sutura interna para aproximação dos tecidos.	CX	2

DETALHAMENTO DO OBJETO - RELAÇÃO DOS PRODUTOS

ANEXO I

NOME	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
Fita Adesiva Autoclave – 19mm X 30M	Fita Adesiva Autoclave é confeccionada com dorso de papel crepado á base de celulose, recebe, em uma de suas faces, massa adesiva á base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica, ideal para o fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave, funciona como indicador de esterilização, pois, possui listras diagonais de tinta termo reativa que, quando submetidas á esterilização, mudam sua coloração de branco para preto. Prazo de Validade Produto 36 meses.	UN	50
Fita Reagente – Ácido Peracético 4% e Peróxido Hidrogênio 26%	Ácido Peracético 4% e Peróxido Hidrogênio 26% - Fita reagente para aferição de atividade do Ácido Peracético 4% e Peróxido de Hidrogênio 26%, com validade mínima de 1 Ano, após a Data de Fabricação, estampada com grade degradê, para verificação de medida indicativa através de cores, conforme RDC N° 15, de 15 de Março de 2012.	UN	500
Formaldeído 10% - 1 litro	É um composto orgânico , incolor, inflamável e gasoso á temperatura ambiente, com odor forte, sendo também conhecido como FORMOL. Utilizamos a solução Formol 10% para mantermos as peças retiradas durante o Procedimento Cirúrgico que serão encaminhadas para o Laboratório de Anatomia Patológica integras. Frasco de 1 litro.	FRS	5
Gel para eletrocontudor 100gr.	O Gel Elerocondutor é indicado como meio de transmissão de impulsos elétricos entre a pele do paciente e os Eletrodos. Possui consistência firme, não deixa resíduos na pele livre de parabenos, alta condutividade e poder deslizando, sendo isento de álcool e sal, com isso não danifica os equipamentos e assim aumenta a vida útil do mesmo. Frasco 100gr.	FRS	25

000024

DETALHAMENTO DO OBJETO - RELAÇÃO DOS PRODUTOS

ANEXO I

000025

NOME	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
Indicador Biológico de Leitura Rápida 03 Horas	Indicador Biológico de leitura rápida 03 horas para esterilização por vapor saturado. Indicador Biológico do Tipo Autocontido, para monitorar ciclos de esterilização por vapor saturado por pressão, em temperaturas 121°C e 134°C. Leitura do resultado final de Incubação em 03 Horas, por método de fluorescência, possibilitando comprovar de forma rápida, eficiente segura a letalidade microbiológica dos ciclos de esterilização. Composto por uma tira de papel contendo uma grande população microbiana esporos secos. A tira contendo esporos está acondicionada em uma ampola plástica termo resistente, contendo uma ampola de vidro lacrada, com caldo nutriente próprio para o crescimento dos microorganismos. A ampola plástica é fechada por uma tampa com aberturas laterais e protegida por papel de filtro hidrofóbico. Cada ampola possui um rótulo externo que informa o Nome do Produto, Lote, Prazo de Validade, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico de exposição, que diferencia as ampolas processadas das não processadas. OBS: A licitante vencedora deverá fornecer 01 Incubadora em COMODATO que informe os resultados finais em 03 Horas. A mesma deverá comprometer a realizar as manutenções corretivas e preventivas na Incubadora enquanto estivermos utilizando o seu produto.	UN	700
Integrador Químico para Autoclave á Vapor – Tipo 5/Fita Integrada para Vapor classe 5.	Integrador Químico para Autoclave á Vapor – Tipo 5 com fita integrada para vapor classe 5. Indicado para monitorar a Temperatura, o Tempo e a Qualidade do vapor. Desenvolvido de acordo com a Norma EN ISO 11140-1 (2014), o que garante sua eficácia e a segurança na aplicação. Confeccionado em tira papel grau médico, laminada frente e verso e impressa com fórmula química termocrômica reagente ao vapor saturado, com leitura de resultado por mudança de cor e guia de referência impresso na própria tira.	UN	2500

DETALHAMENTO DO OBJETO - RELAÇÃO DOS PRODUTOS

ANEXO I

NOME	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
Lubrificante de Instrumentais Cirúrgico	Lubrificante de Instrumentais Cirúrgicos - Solução líquida concentrada de uso manual e automática, a base de óleo mineral sem silicone e emulsionantes não iônicos, permeável ao vapor de esterilização, com pH neutro, formulação balanceada que agrega alto desempenho, proteção e segurança na lubrificação dos instrumentais cirúrgicos. Validade do Produto de no mínimo 24 meses. Partindo do produto concentrado (Litros), será considerado como sendo o menor preço aquele que proporcionar um maior volume (Litros) após a diluição, ou seja, a solução preparada. O fabricante deverá informar qual o volume obtido (litros) após a diluição de seu produto dentro do preconizado para sua fórmula. Apresentar Ficha Técnica e FISPQ junto com a proposta. Apresentar declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar autorizada a comercializar o produto. Embalagem contendo 5 litros, ou seja, Galão de 5 Litros (5000 ml) produto Concentrado.	GAL	4
Lugol 5% - 1 LITRO	Lugol é uma solução à base de Iodo e Iodeto de Potássio. É utilizada para compensar deficiências de iodo no organismo, essencial para a síntese dos hormônios tireoidianos T3 e T4 pela tireoide.	FRS	5
Papel Crepado 30x30cm	Papel Crepado 30 x 30 cm , sendo pacotes com 500 Unidades. Será utilizado para embalar Instrumentais.	PCT	15
Papel Crepado 40x40cm	Papel Crepado 40 x 40 cm , sendo pacotes com 500 Unidades. Será utilizado para embalar Instrumentais.	PCT	15
Papel Crepado 50x50cm	Papel Crepado 50 x 50 cm , sendo pacotes com 500 Unidades. Será utilizado para embalar Instrumentais.	PCT	20
Papel Crepado 60x60cm	Papel Crepado 60 x 60 cm , sendo pacotes com 500 Unidades. Será utilizado para embalar Instrumentais.	PCT	1
Papel Crepado 75x75cm	Papel Crepado 75 x 75 cm , sendo pacotes com 500 Unidades. Será utilizado para embalar Instrumentais.	PCT	10
Papel grau cirúrgico 10cm	Papel Grau Cirúrgico 10 cm, rolo com 100M. Será utilizado para embalar Materiais/Instrumentais.	ROL	20

000026

DETALHAMENTO DO OBJETO - RELAÇÃO DOS PRODUTOS

ANEXO I

NOME	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
Papel grau cirúrgico 12cm	Papel Grau Cirúrgico 12 cm, rolo com 100M. Será utilizado para embalar Materiais/Instrumentais.	ROL	20
Papel grau cirúrgico 15cm	Papel Grau Cirúrgico 15 cm, rolo com 100M. Será utilizado para embalar Materiais/Instrumentais.	ROL	20
Papel grau cirúrgico 20cm	Papel Grau Cirúrgico 20 cm, rolo com 100M. Será utilizado para embalar Materiais/Instrumentais.	ROL	30
Papel grau cirúrgico 25cm	Papel Grau Cirúrgico 25 cm, rolo com 100M. Será utilizado para embalar Materiais/Instrumentais.	ROL	10
Papel grau cirúrgico 30cm	Papel Grau Cirúrgico 30 cm, rolo com 100M. Será utilizado para embalar Materiais/Instrumentais.	ROL	5
Papel grau cirúrgico 8cm	Papel Grau Cirúrgico 08 cm, rolo com 100M. Será utilizado para embalar Materiais/Instrumentais.	ROL	15
Punch Dermatológico Descartável Diâmetro 3mm	Punch Dermatológico Descartável para Biopsia de pele. De uso único. Diâmetro 3mm.	UN	20
Punch Dermatológico Descartável Diâmetro 4mm	Punch Dermatológico Descartável para Biopsia de pele. De uso único. Diâmetro 4mm.	UN	20
Punch Dermatológico Descartável Diâmetro 5mm	Punch Dermatológico Descartável para Biopsia de pele. De uso único. Diâmetro 5mm.	UN	30

000027

DETALHAMENTO DO OBJETO - RELAÇÃO DOS PRODUTOS

ANEXO I

000028

NOME	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
Revitalizador de Instrumentos Cirúrgicos e Superfícies de Aço Inox	Revitalizador de Instrumentos Cirúrgicos e Superfícies de Aço Inox – Solução líquida concentrada a base de Ácido fosfórico, propilenoglicol, tensoativos não iônicos e água, pH aproximadamente 0,8, densidade 1,10 a 1,20, não corrosivo para aço inox, para uso manual e automático na revitalização de instrumentos, autoclaves, lavadoras termodesinfetadoras e superfície de aço inox. Validade do produto de no mínimo 36 meses a partir data de fabricação. Partindo do produto concentrado (Litros), será considerado como sendo o menor preço aquele que proporcionar um maior volume (Litros) após a diluição, ou seja, a solução preparada. O fabricante deverá informar qual o volume obtido (litros) após a diluição de seu produto dentro do preconizado para sua fórmula. Apresentar Ficha Técnica e FISPQ junto com a proposta. Apresentar declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar autorizada a comercializar o produto. Embalagem contendo 5 litros, ou seja, Galão de 5 Litros (5000 ml) produto Concentrado.	GAL	5
Saco Plástico BD Transparente 10 cm x 30 cm x 6mm	Saco Plástico BD Transparente 10 cm x 30 cm x 6mm. Utilizado para armazenar materiais de Desinfecção como Mascaras, Extensões, conectores.	UN	4000
Saco Plástico BD Transparente 20 cm x 30 cm x 6mm	Saco Plástico BD Transparente 20 cm x 30 cm x 6mm. Utilizado para armazenar materiais de Desinfecção como Jogos de Inalação, Chicotes, Extensões.	UN	6000
Saco Plástico BD Transparente 25 cm x 35 cm x 6mm	Saco Plástico BD Transparente 25 cm x 35 cm x 6mm. Utilizado para armazenar materiais de Desinfecção como Cuba Rim, Kit Nebulização.	UN	6000
Saco Plástico BD Transparente 40 cm x 60 cm x 6mm	Saco Plástico BD Transparente 40 cm x 60 cm x 6mm. Utilizado para armazenar materiais de Desinfecção como Bacias, Comadres e Papagaio.	UN	4000

DETALHAMENTO DO OBJETO - RELAÇÃO DOS PRODUTOS

ANEXO I

NOME	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
Solução De Espuma Revitalizadora para Câmaras Internas de Autoclaves	Solução De Espuma Revitalizadora para Câmaras Internas de Autoclaves – Composto por Ácido fosfórico tensoativos não iônicos. Também indicado para remoção de manchas em carrinhos e cestos de instrumentais e superfícies compostas por aço inoxidável. O produto deverá ser para aplicação em forma de espuma permitindo um maior tempo de contato do produto com a superfície onde é aplicado para penetração e limpeza mais efetiva. Deve ser facilmente removido da superfície através de enxague não deixando resíduos. Embalagem com Frasco Gatilho contendo 1 Litro do produto a pronto uso. Apresentar Ficha Técnica e FISPQ junto com a proposta. Apresentar declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar autorizada a comercializar o produto.	FRS	15

Silvana Brichi Bauer
Enfermeira

000029